

LanzettaRengifo
Trayectoria de Respaldo en Instrumentación Científica

BOLETÍN INFORMATIVO
Trayectoria de respaldo

Edición #86

En esta versión del boletín tendremos las últimas noticias y novedades en las categorías de:

Agricultura **Lab. Servicios**

Duración de películas agrícolas bajo intemperismo natural y acelerado



La vida útil requerida para las películas de cubierta de invernadero **depende en gran medida del país**, especialmente de la **tradición en el país**.

[MÁS INFORMACIÓN](#)

¡Perfecto para laboratorios que no tienen tiempo para esperar!

¿Requieres pruebas de punto de fluidez precisas y totalmente automatizadas?

Esto lo puedes lograr con el DPP de Ducom para productos como **crudos, aceites de motor, aditivos, aceites lubricantes y otros productos derivados del petróleo**. Bajo cumplimiento de estándares ASTM D97/D5853/D5950/IP/ISO

[MÁS INFORMACIÓN](#)

Optimice tiempo en el laboratorio con la maquina lavadoras de material



Garantizar el proceso de limpieza y desinfección de la cristalería de su laboratorio implica un **proceso extenuante y detallado en el lavado**, si se realiza de manera manual. Por lo que usar las maquinas lavadoras de material de vidrio marca Labconco **le permitirá garantizar menor riesgo de contaminación en sus procesos**, disminución de tiempo y ahorro en consumo de agua.

[MÁS INFORMACIÓN](#)

Medición del color de la miel: los espectrofotómetros brindan la solución a una situación "pegajosa"



Para satisfacer las demandas de los consumidores, los productores de miel saben que el primer paso para **un producto superior es el atractivo visual**. Los productos de miel se clasifican de acuerdo con varios estándares, como el **color de la miel, las filtraciones, el aroma y el sabor**.

[MÁS INFORMACIÓN](#)

Construya su sistema de llenado volumétrico Masterflex en tres sencillos pasos.



Asegúrese de obtener los volúmenes correctos en sus aplicaciones de dosificación o medición, eligiendo un sistema digital o análogo, un cabezal o sensor compatible con el caudal y una manguera de acuerdo con su aplicación, no olvide el controlador, este le permitirá interpretar y registra los datos de flujo del sensor ultrasónico.

[MÁS INFORMACIÓN](#)

Grado de madurez de las frutas y hortalizas

La determinación del punto correcto de recolección de los frutos es uno de los principales **criterios para ofrecer la calidad de la materia prima agrícola**. Un método de control viable es la refractometría, concretamente la **medición del grado Brix °**.



En esta nota de aplicación, la refractometría permite **medir la maduración de la fruta**. Medir la madurez de las frutas o verduras (por ejemplo, el maíz) con el ATR BR de SCHMIDT + HAENSCH utilizando el valor Brix. Durante el crecimiento de la planta y el aumento de la madurez, **el contenido de almidón disminuye mientras que el contenido de azúcar aumenta**. Cuanto más azúcar se mide, más madura es la fruta o la verdura.

[MÁS INFORMACIÓN](#)

Obtén los porcentajes de carbono, hidrogeno y nitrógeno de tus productos.

Por medio de nuestro analizador elemental CHN podemos hacer la **determinación precisa de dichos elementos**, estos elementos los podemos obtener en un análisis rápido en 5 minutos.

[MÁS INFORMACIÓN](#)



Sundy SDCHN308
Carbon Hydrogen & Nitrogen Analyzer

Conozca las aplicaciones de la micro calorimetría en la tecnología vegetal



Germinación y crecimiento inicial: Un ejemplo clásico de la **termogénesis de las plantas es el calor** producido por las semillas en germinación, por ejemplo la cebada cuando se utiliza en el proceso de elaboración de la cerveza.

Descargue la nota de aplicación y/o pregúntenos por su aplicación específica.

[DESCARGAR NOTA AHORA](#)

Cámaras de estabilidad para el sector cannabis

Stability Studies



Las cámaras de estabilidad de Thermolab cuentan con varias **características de seguridad, alarmas audiovisuales, software 21 CFR parte 11 y una amplia gama de opciones** y son la opción preferida para estudios de estabilidad.

Cada cámara científica de Thermolab produce repetidamente las condiciones requeridas, la integridad estructural que **mantiene la cámara funcionando correctamente durante años de exigentes ciclos de prueba y equipos de medición** que registran con precisión todos los datos de prueba.

[MÁS INFORMACIÓN](#)

L
Copyright © Lanzetta Rengifo

Estamos dispuestos a resolver cualquier inquietud, envíela a nuestro correo electrónico: mercado@lanzettarengifo.com.co
CARRERA 14 # 82 - 41

Si no desea recibir nuestro Boletín (técnico) Trayectoria de Respaldo puede **cancelar su suscripción o Modificar vía Correo sus datos**

Si por el contrario desea cancelar la suscripción de nuestra base de datos le solicitamos enviar su requerimiento al correo: datos@lanzettarengifo.com.co